エンドユーザーの管理方法

Signals ChemDraw は、管理者がエンドユーザーの管理を行う必要がございます。エンドユ ーザーは、ユーザー追加されてはじめてテナントにログインすることができます。

- エンドユーザーの追加方法
 - 個別に追加する
 - 一括で追加する
- エンドユーザーの削除方法

エンドユーザーの追加方法

個別に追加する

- 1. 発行された専用テナントへアクセスし、ログイン (SIGN IN) します。
- 2. Configuration をクリックし、管理者画面に移ります。

Administration	
•	=
Configuration Signals	Configuration Guide
Manage users and customize settings and security.	Comprehensive Help for administrative functions.

- 3. 再度、ログイン画面に遷移するため、ログインします。
- 4. 管理者画面から Users メニューに移ります。

Signals Configuration		
This application allows administrators to customize settings and features, and perform user and security management.		
(i) Attributes		
	요 <u>Users</u>	
🗉 Security Policy	₽ User Roles	
	🗇 System Objects	
Worksheet Templates	☆ HELM Monomer Libraries	
🛢 Data Sources	⊘ Inventory	
External Actions	 Inventa 	
🗼 Materials	💩 System Settings	
Chemistry Settings	🕙 Audit Log	

5. Create User ボタンをクリックします。



 追加したいエンドユーザーの必須情報(First Name、Last Name、Email、Country、 Organization)を入力し、Signals ChemDraw にチェックを入れて、Create ボタンをク リックすることで、テナントにエンドユーザーを追加できます。

Create User	
First Name*	
First Name	
Thist Name	
Last Name*	
Last Name	
Email*	
Email	
Alias	
Alias	
Country*	
Japan X	
Organization*	
Organization	
Signals ChemDraw	
3 / 20	
In the event you have any questions relating to the use of your personal data in this application, please direct all inquiries and requests to your employer.	
Cancel • Create	

- 7. 追加したエンドユーザー宛に、2通の通知メールが配信されます。
 - Signals Research Suite Set Up Password (パスワード設定用)
 - Welcome to Signals (テナント URL 案内用)
- 8. エンドユーザーにパスワードの設定と、テナントへのログイン (SIGN IN) をご案内く ださい。

※ パスワードは、エンドユーザー自身で設定する必要があります。

一括で追加する

- 1. 発行された専用テナントへアクセスし、ログイン (SIGN IN) します。
- 2. Configuration をクリックし、管理者画面に移ります。



- 3. 再度、ログイン画面に遷移するため、ログインします。
- 4. 管理者画面から Users メニューに移ります。

Signals Configuration		
This application allows administrators to customize settings and features, and perform user and security management.		
 Attributes 	🔉 System Groups	
	요 <u>Users</u>	
🗉 Security Policy	🖉 User Roles	
	🗇 System Objects	
Worksheet Templates	☆ HELM Monomer Libraries	
Data Sources	⊘ Inventory	
External Actions	 Inventa 	
🗼 Materials	💩 System Settings	
Chemistry Settings	🕙 Audit Log	

5. Create User ボタンを展開して、Bulk Import を選択します。

Create and manage users that have access to Signals platform.			
요 Create User	• Filter		
	요 Bulk Import		
User	요 Bulk Update	Last Login	Groups

6. Download Template ボタンをクリックし、csv ファイルをダウンロードします。

Bulk User Import	
Download Template Edit the template with Microsoft Excel. Set separating character to '; us	e double quotes for strings, and save as .csv.
Country*	
Japan	×
Organization*	
Bulk Users File*	
1 Choose File	
	Cancel S Add New Users

- ダウンロードした csv ファイルに、エンドユーザーの下記情報を入力し保存します。
 Alias は無記入でも問題ありません。
 - First Name
 - Last Name
 - Email Address

A1 ▼ : × ✓ f _* First Name*				
	А	В	С	D
1	First Name*	Last Name*	Email Address*	Alias
2				
3				

8. Choose File より情報を入力した csv ファイルを選択し、Add New Users ボタンをクリ ックすることで、テナントにエンドユーザーを一括追加できます。

Bulk User Import
Edit the template with Microsoft Excel. Set separating character to ',' use double quotes for strings, and save as .csv.
Country*
Japan X
Organization*
Bulk Users File*
Cancel Cancel Add New Users

※ csv ファイルを選択した際、画面右側にユーザーの情報が表示されます。

「Is Valid」列が「No」となっている場合は、メールアドレスを再確認ください。

※ エンドユーザーの追加が成功すると、「Status」列に「Succeeded」と表示されます。

- 9. 追加したエンドユーザー宛に、2通の通知メールが配信されます。
 - Signals Research Suite Set Up Password (パスワード設定用)
 - Welcome to Signals (テナント URL 案内用)
- 10. エンドユーザーにパスワードの設定と、テナントへのログイン (SIGN IN) をご案内く ださい。

※ パスワードは、エンドユーザー自身で設定する必要があります。

エンドユーザーの削除方法

- 1. 発行された専用テナントへアクセスし、ログイン (SIGN IN) します。
- 2. Configuration をクリックし、管理者画面に移ります。



- 3. 再度、ログイン画面に遷移するため、ログインします。
- 4. 管理者画面から Users メニューに移ります。

Signals Configuration		
This application allows administrators to customize settings and features, and perform user and security management.		
(i) Attributes	A System Groups	
	요 <u>Users</u>	
🗉 Security Policy	🖉 User Roles	
	🗇 System Objects	
Worksheet Templates	Å HELM Monomer Libraries	
Data Sources	◎ Inventory	
External Actions	 Inventa 	
🔥 Materials	🕸 System Settings	
Chemistry Settings	🕄 Audit Log	

- 5. 削除したいエンドユーザーを選択し、Edit User 画面に移ります。
- 6. 画面左下にある Deactivate ボタンをクリックします。

Edit User	
User Roles	
System Admin ×	
Standard User	
System Groups	
Select System Groups	
Administrators All users	
Signals ChemDraw	
3 / 20	
⊗ Deactivate	Cancel Save

 この際、エンドユーザーがテナント上で所持しているアイテムを、他のユーザーに割り 当てることができます。

Confirm deletion of user 2 Hulinks Support	
This will deactivate the user and prevent access. You can optionally reassign Full Control of Hulinks Support's resources to a different user. This step will remove access from the deactivated user.	
Don't share Full Control	
Select user to have Full Control of Hulinks Support's resources	
Cancel 🛞 Delete User & Share Content	
Cancel Share Content	

アイテムの割り当てを行う場合は、ドロップダウンリストから割り当て先のユーザー を選択してください。 特にテナント上でアイテムを所有していない、またはアイテムを割り当てなくても良い場合は、Don't share Full Control にチェックを入れてください。

8. Delete User & Share Content をクリックして、ユーザーの削除が完了します。

Confirm deletion of user <u>A Hulinks Support</u>
This will deactivate the user and prevent access. You can optionally reassign Full Control of Hulinks Support's resources to a different user. This step will remove access from the deactivated user.
Don't share Full Control
Select user to have Full Control of Hulinks Support's resources
Cancel Share Content